



ООО «Компания Саула» предлагает к поставке следующую продукцию для работы с радиофармпрепаратами (гамма-излучающими радионуклидами):

Экран защитный настольный для работы с радиофармпрепаратами.




- Экран защитный (просвинцованный) предназначен для уменьшения воздействия гамма-излучения на персонал при работе с радиофармпрепаратами в лабораторных условиях. Каркас экрана выполнен из нержавеющей стали.
- Материал покрытия экрана - нержавеющая кислотоустойчивая сталь, поверхность стали шлифованная. Материал защиты – лист свинцовый. Свинцовый эквивалент панели и основания, Pb – от 0,5 мм до 50 мм.
- Радиационно-защитное стекло устанавливается различных размеров и свинцового эквивалента, согласно техническому заданию заказчика.
- Возможно изготовление экранов различных типоразмеров по техническому заданию заказчика.

Блоки (кирпичи) свинцовые, набор блоков защитных «свинцовый домик».



- **Блоки (кирпичи) защитные** предназначены для защиты обслуживающего персонала от гамма-излучения при работе с источниками ионизирующего излучения, создания защитных экранов внутри помещений радиационных объектов, в том числе – для экранирования поверхности стен, потолков с целью ослабления радиационного излучения.
- Блоки обеспечивают уровень ослабления радиационного излучения, соответствующий толщинам применяемых материалов.
- Изготавливаются блоки с соединением типа «ласточкин хвост», что позволяет их легко монтировать, демонтировать и перемещать при необходимости.

- **Домик свинцовый** с возможностью работы с захватом предназначен для защиты обслуживающего персонала от гамма-излучения при работе с источниками ионизирующего излучения, блоками детектирования радиометрической аппаратуры.



Сейф (бокс) защитный



- Сейф защитный предназначен для хранения источников ионизирующих излучений.
- Двойной металлический кожух - из стали углеродистой, внутри и снаружи окрашен химически стойкой эмалью.
- Защитный материал - свинец марки С1 (С2). Изделие обеспечивает непрерывную свинцовую защиту по всей внутренней поверхности изделия, включая дверь.
- Возможно изготовление сейфа защитного по техническому заданию заказчика.

Мобильный контейнер



- Мобильный передвижной контейнер предназначен для сбора и перемещения твёрдых радиоактивных отходов внутри объекта.
- Технические характеристики подбираются в зависимости от технического задания заказчика.

Защита для инъекций



- Защита для инъекций предназначена для уменьшения воздействия гамма-излучения на персонал при проведении инъекций радиофармпрепаратов.
- Эквивалент свинцовой защиты, Pb - 2,5 мм.
- В защите для инъекций предусмотрено смотровое окно из свинцового стекла для визуального контроля наличия радиофармпрепарата в шприце.
- Объем шприца (инсулинового) – от 2 мл до 10 мл.


Гипалоновые перчатки



- Гипалоновые перчатки подходят при ядерных, медицинских, химических, биотехнологических исследованиях. Производятся различных типовых размеров.

Контейнер для защиты от бета-радиации

- Изготовлен из прозрачного акрилового стекла, с прикрепленной на петлях герметичной крышкой, защищает от бета радиации.



Контейнер защитный «TISSA-RP» КЗ-TRP-C



- Контейнер защитный "TISSA-RP" КЗ-TRP-C предназначен для защиты персонала и населения от радиационного излучения путем его ослабления.
- Корпус контейнера цилиндрической формы, сварной, выполненный из нержавеющей стали марки AISI 304.
- Заполнение защитным материалом производится по всему периметру корпуса контейнера с учетом перекрытия по местам стыка для исключения разрывов защиты. Заполнение защитным материалом обеспечивает необходимое, одинаковое (не менее требуемого) ослабление излучения по всему периметру изделия.

Контейнер радиационно-защитный переносной



- Контейнер радиационно-защитный переносной предназначен для перемещения фасовок с радиофармпрепаратами.
- ООО «Компания Саула» изготавливает контейнеры радиационно-защитные согласно техническому заданию заказчика.